



PROVETTE CONICHE STERILI

Cod. 07.3566.99

Provette coniche con tappo a pressione sterili ed etichetta Øxh 16X100 mm 10 ml polipropilene conf. multipla imballo 1250 pezzi

Descrizione

Dati Tecnici

Dimensioni (Øxh mm)	16x100
Capacità (ml)	10
Materiale	Polipropilene
Etichetta	Sì
Confezione	Multipla
Imballo (pezzi)	1250

Varianti

Codice	Prodotto	Materiale	Etichetta	Confezione	Imballo (pezzi)
07.3830.17	PROVETTE CONICHE STERILI	Polistirene	No	Multipla	2000
07.3850.17	PROVETTE CONICHE STERILI	Polistirene	Sì	Multipla	2000
07.3565.99	PROVETTE CONICHE STERILI	Polistirene	Sì	Singola	1000

07.3566.99	PROVETTE CONICHE STERILI	Polipropilene	Sì	Multipia	1250
07.3567.99	PROVETTE CONICHE STERILI	Polipropilene	Sì	Singola	1000