

BEUTA

Cod. 01.1150.88



Beuta (matraccio conico di Erlenmeyer) vetro Pyrex® ml 1000, tappo a vite SVL 42

Descrizione

Caratteristiche principali:

- Graduazione ed etichetta di colore bianco per la scrittura.
- Completati di tappo a vite fenolico provvisto di una guarnizione in PTFE/Etilene-Propilene.
- Autoclavabili.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	1000
Dimensioni (Ø esterno corpo x H mm)	131 x 215
Filettatura (SVL)	42

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (Ø esterno corpo x H mm)	Filettatura (SVL)
01.1150.32	BEUTA	25	42x76	22
01.1150.45	BEUTA	50	51 x 85	22
01.1150.57	BEUTA	100	64 x 105	30
01.1150.73	BEUTA	250	85 x 140	30

01.1150.79	BEUTA	500	105 x 170	30
01.1150.88	BEUTA	1000	131 x 215	42