

PROVETTE CONICHE STERILI



Cod. 07.3574.99

Provette coniche con base di appoggio polipropilene graduate con tappo a vite
Ø 30 x 115 mm ml 50 sterili conf.singola imballo 600 pezzi

Descrizione

Caratteristiche:

- autoclavabili a 121 \pm 1/2 \circ C
- congelabili fino a -80 \pm 1/2 \circ C

Dati Tecnici

Dimensioni (Øxh mm)	30x115
Capacità (ml)	50
Materiale	Polipropilene
Graduazione	In rilievo
Confezione	Singola
Imballo (pezzi)	500

Varianti

Codice	Prodotto	Confezione	Imballo (pezzi)
07.4040.00	PROVETTE CONICHE STERILI	Multipla (100 pz.)	600
07.3574.99	PROVETTE CONICHE STERILI	Singola	500

