


CAPILLARI

Cod. 01.5006.99

Capillari aperti estremità aperta Ø 1-1,5X120 mm confezione 200 pezzi



Descrizione

Caratteristiche principali:

- Per punto di fusione.
- Confezione indivisibile da 200 pezzi.

Dati Tecnici

Dimensioni (ØxH mm)	1-1,5x120
Tipo di estremità	aperti

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (ØxH mm)	Tipo di estremità
01.0475.05	CAPILLARI	1-1,5x80	aperti
01.0470.05	CAPILLARI	1-1,5x80	chiusi
01.0470.57	CAPILLARI	1-1,5x100	chiusi
01.5004.99	CAPILLARI	1-1,5x120	chiusi
01.5005.99	CAPILLARI	1-1,5x150	chiusi
01.5006.99	CAPILLARI	1-1,5x120	aperti

01.0473.64	CAPILLARI	1-1,5x180	aperti
01.0475.57	CAPILLARI	1-1,5x100	aperti