

CARTINE INDICATRICI UNIVERSALI pH 0-14

Cod. 08.3919.83

Cartine indicatrici universali pH 0-14, Color Bonded, 6x80 mm conf strips 100



Descrizione

Comode, precise e coerenti per il test rapido del pH in medicina umana, agricoltura, industria e applicazioni ambientali. Realizzate secondo i rigorosi standard di qualità Whatman, le strisce indicatrici di pH Whatman combinano la facilità d'uso con un'accuratezza e una coerenza insuperabili.

Confezione in box di plastica.

Dati Tecnici

pH

0 - 14