

MATRACCIO A FLACONE

Cod. 01.1160.99

Matraccio a flacone per filtrazioni sottovuoto con connettore a oliva vetro DURAN® ml 15000



Descrizione

Caratteristiche principali:

- Pareti spesse per una migliore resistenza al vuoto.
- Connettore ad oliva per tubi di raccordo flessibile.
- Conforme alla norma ISO 6556.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	15000
Dimensioni (Ø corpo x H mm)	255 x 500
Diametro interno collo (mm)	75

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (Ø corpo x H mm)	Diametro interno collo (mm)
01.1160.93	MATRACCIO A FLACONE	3000	170 x 295	60
01.1160.95	MATRACCIO A FLACONE	5000	185 x 360	70
01.1160.97	MATRACCIO A FLACONE	10000	240 x 420	70

01.1160.99	MATRACCIO A FLACONE	15000	255 x 500	75
------------	---------------------	-------	-----------	----