

SUPPORTI PER SACCHETTI

Cod. 14.7155.99

Supporto per aprire i sacchetti ml 80÷100 BagOpen® 400



Descrizione

Caratteristiche principali:

- Apertura mediante 4 adesivi che evitano il contatto con il campione.

Dati Tecnici

Capacità (ml) 80÷100

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)
07.4077.78	BAGOPEN® 400	400
14.7155.99	SUPPORTI PER SACCHETTI	80÷100