

COLONNE PER CROMATOGRAFIA

Cod. 01.0625.16

Colonna per cromatografica Øxh. mm 10X300 (utile) con setto poroso vetro borosilicato



Descrizione

Dati Tecnici

Dimensioni (ØxH mm)	10 x 300
Setto poroso	si

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (ØxH mm)	Setto poroso
01.0620.17	COLONNE PER CROMATOGRAFIA	10 x 200	no
01.0620.27	COLONNE PER CROMATOGRAFIA	20 x 300	no
01.0620.32	COLONNE PER CROMATOGRAFIA	25 x 400	no
01.0620.38	COLONNE PER CROMATOGRAFIA	30 x 500	no
01.0625.17	COLONNE PER CROMATOGRAFIA	10 x 200	si
01.0625.16	COLONNE PER CROMATOGRAFIA	10 x 300	si
01.0625.27	COLONNE PER CROMATOGRAFIA	20 x 300	si
01.0625.33	COLONNE PER CROMATOGRAFIA	20 x 400	si
01.0625.32	COLONNE PER CROMATOGRAFIA	25 x 400	si

01.0625.38	COLONNE PER CROMATOGRAFIA	30 x 500	si
------------	---------------------------	----------	----