

# COLONNE PER CROMATOGRAFIA

Cod. 01.0640.77

Colonna per cromatografica Øxh. mm 30X400 (utile) rubinetto maschio PTFE cono f.ns 29/32 vetro borosilicato



## Descrizione

## Dati Tecnici

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni (ØxH mm)         | 30 x 400 |
| Setto poroso                | no       |
| Cono femmina superiore (NS) | 34/35    |

## Varianti

| Codice     | Prodotto              |     | Dimensioni (ØxH mm) | Setto poroso | Cono femmina superiore (NS) |
|------------|-----------------------|-----|---------------------|--------------|-----------------------------|
| 01.0640.17 | COLONNE CROMATOGRAFIA | PER | 10 x 200            | no           | 14/23                       |
| 01.0640.27 | COLONNE CROMATOGRAFIA | PER | 20 x 300            | no           | 19/26                       |
| 01.0640.32 | COLONNE CROMATOGRAFIA | PER | 25 x 400            | no           | 24/29                       |
| 01.0645.17 | COLONNE CROMATOGRAFIA | PER | 10 x 200            | si           | 14/23                       |
| 01.0645.27 | COLONNE CROMATOGRAFIA | PER | 20 x 300            | si           | 19/26                       |

|            |                          |     |          |    |       |
|------------|--------------------------|-----|----------|----|-------|
| 01.0645.32 | COLONNE<br>CROMATOGRAFIA | PER | 25 x 400 | si | 24/29 |
| 01.0640.33 | COLONNE<br>CROMATOGRAFIA | PER | 20 x 400 | no | 19/26 |
| 01.0640.75 | COLONNE<br>CROMATOGRAFIA | PER | 30 x 300 | no | 29/32 |
| 01.0640.77 | COLONNE<br>CROMATOGRAFIA | PER | 30 x 400 | no | 34/35 |
| 01.0645.33 | COLONNE<br>CROMATOGRAFIA | PER | 20 x 400 | si | 19/26 |
| 01.0645.77 | COLONNE<br>CROMATOGRAFIA | PER | 30 x 400 | si | 29/32 |