


MATRACCIO A FLACONE

Cod. 01.5027.99

Matraccio a flacone per filtrazioni sottovuoto con connettore a oliva vetro borosilicato ml 5000



Descrizione

Caratteristiche principali:

- Pareti spesse per una migliore resistenza al vuoto.
- Connettore ad oliva per tubi di raccordo flessibile.
- Conformi alla norma ISO 6556.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	5000
Dimensioni (Ø corpo x H mm)	185 x 360
Diametro interno collo (mm)	80

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (Ø corpo x H mm)	Diametro interno collo (mm)
01.5026.99	MATRACCIO A FLACONE	3000	170 x 295	70
01.5027.99	MATRACCIO A FLACONE	5000	185 x 360	80
01.5028.99	MATRACCIO A FLACONE	10000	240 x 420	80

