

MATRACCI ml 2000

Cod. 01.1135.90



Beuta (matraccio conico Erlenmeyer) per coltura collo diritto vetro PYREX®/DURAN® ml 2000

Descrizione

Caratteristiche principali:

- Collo diametro esterno mm 38, con graduazione.
- Per tappi in cotone, in spugna o capsule metalliche.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	2000
Dimensioni (Ø esterno corpo x H mm)	166 x 305

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (Ø esterno corpo x H mm)
01.1135.57	MATRACCI ml 100	100	64 x 114
01.1135.69	MATRACCI ml 200	200	79 x 138
01.1135.73	MATRACCI ml 250	250	85 x 149
01.1135.75	MATRACCI ml 300	300	87 x 161
01.1135.79	MATRACCI ml 500	500	105 x 183
01.1135.88	MATRACCI ml 1000	1000	131 x 232

01.1135.90	MATRACCI ml 2000	2000	166 x 305
------------	------------------	------	-----------
