

IMBUTO GOCCIOLATORE



Cod. 01.1045.88

Imbuto gocciolatore liscio cilindrico rubinetto PTFE con tappo cono 29/32 ml 1000

Descrizione

Caratteristiche:

- vetro borosilicato.
- Sono forniti di tappo in polipropilene, cono a smerigliatura normalizzata, rubinetto di scarico in PTFE e dispositivo di ritegno a vite.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	1000
Cono (NS)	29/32
Modello	non graduati

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Cono (NS)	Modello
01.1045.57	IMBUTO GOCCIOLATORE	100	14/23	non graduati
01.1045.73	IMBUTO GOCCIOLATORE	250	29/32	non graduati
01.1045.79	IMBUTO GOCCIOLATORE	500	29/32	non graduati
01.1045.88	IMBUTO GOCCIOLATORE	1000	29/32	non graduati
01.1045.90	IMBUTO GOCCIOLATORE	2000	29/32	non graduati

01.1055.57	IMBUTO GOCCIOLATORE	100	14/23	graduati
01.1055.73	IMBUTO GOCCIOLATORE	250	29/32	graduati
01.1055.79	IMBUTO GOCCIOLATORE	500	29/32	graduati
01.1055.88	IMBUTO GOCCIOLATORE	1000	29/32	graduati