

# IMBUTO SEPARATORE

Cod. 01.1050.57



Imbuto separatore cilindrico graduato con rubinetto PTFE con tappo cono NS 14/23 ml 100

## Descrizione

Caratteristiche:

- vetro borosilicato , con gambo
- Sono forniti di tappo in polipropilene, cono a smerigliatura normalizzata, rubinetto di scarico in PTFE e dispositivo di ritegno a vite.

## Dati Tecnici

Capacità (ml)	100
Cono (NS)	14/23
Modello	graduati

## Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Cono (NS)	Modello
01.1040.57	IMBUTO SEPARATORE	100	14/23	non graduati
01.1040.73	IMBUTO SEPARATORE	250	29/32	non graduati
01.1040.79	IMBUTO SEPARATORE	500	29/32	non graduati
01.1040.88	IMBUTO SEPARATORE	1000	29/32	non graduati
01.1040.90	IMBUTO SEPARATORE	2000	29/32	non graduati

---

01.1050.57	IMBUTO SEPARATORE	100	14/23	graduati
01.1050.73	IMBUTO SEPARATORE	250	29/32	graduati
01.1050.79	IMBUTO SEPARATORE	500	29/32	graduati
01.1050.88	IMBUTO SEPARATORE	1000	29/32	graduati

---