

IMBUTO SEPARATORE

Cod. 01.1050.79



Imbuto separatore cilindrico graduato con rubinetto PTFE con tappo cono NS 29/32 ml 500

Descrizione

Caratteristiche:

- vetro borosilicato.
- Sono forniti di tappo in polipropilene, cono a smerigliatura normalizzata, rubinetto di scarico in PTFE e dispositivo di ritegno a vite.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	500
Cono (NS)	29/32
Modello	graduati

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Cono (NS)	Modello
01.1040.57	IMBUTO SEPARATORE	100	14/23	non graduati
01.1040.73	IMBUTO SEPARATORE	250	29/32	non graduati
01.1040.79	IMBUTO SEPARATORE	500	29/32	non graduati
01.1040.88	IMBUTO SEPARATORE	1000	29/32	non graduati
01.1040.90	IMBUTO SEPARATORE	2000	29/32	non graduati

01.1050.57	IMBUTO SEPARATORE	100	14/23	graduati
01.1050.73	IMBUTO SEPARATORE	250	29/32	graduati
01.1050.79	IMBUTO SEPARATORE	500	29/32	graduati
01.1050.88	IMBUTO SEPARATORE	1000	29/32	graduati