

PALLONE FONDO TONDO



Cod. 01.1500.94

Pallone fondo tondo collo normale vetro PYREX® / DURAN® ml 4000

Descrizione

Caratteristiche:

- La distribuzione uniforme dello spessore delle pareti rende questi palloni ideali per le applicazioni di riscaldamento.
- La geometria consente un riscaldamento molto uniforme.
- I palloni con diametro del collo di 65 mm o più hanno un bordo rinforzato.
- Secondo DIN ISO 1773.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	4000
Dimensioni (Ø corpo x H mm)	207 x 290
Diametro interno collo (mm)	52

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (Ø corpo x H mm)	Diametro interno collo (mm)
01.1500.45	PALLONE FONDO TONDO	50	51 x 95	26
01.1500.57	PALLONE FONDO TONDO	100	64 x 110	26
01.1500.73	PALLONE FONDO TONDO	250	85 x 144	34

01.1500.79	PALLONE FONDO TONDO	500	105 x 168	34
01.1500.88	PALLONE FONDO TONDO	1000	131 x 200	42
01.1500.90	PALLONE FONDO TONDO	2000	166 x 260	42
01.1500.94	PALLONE FONDO TONDO	4000	207 x 290	52
01.1500.96	PALLONE FONDO TONDO	6000	236 x 355	51
01.1500.97	PALLONE FONDO TONDO	10000	279 x 380	65
01.1500.93	PALLONE FONDO TONDO	3000	185 x 260	50
01.5175.99	PALLONE FONDO TONDO	5000	223 x 305	50
01.1500.98	PALLONE FONDO TONDO	20000	345 x 515	76