


627 160

Cod. 07.3591.99



Piastre petri trattate PS ventilateCELLSTAR® sterili TC 35X10 mm 10 pezzi
imballo 740 pezzi

Descrizione

Piastre per colture cellulare ventilate Cellstar®, originali Greiner Bio One, in PS trasparente, sterili.

Caratteristiche:

- Pretrattate sulla superficie con TC per migliorare l'adesione e la proliferazione cellulare.
- Esenti da DNase, RNase e DNA umano.
- Apirogene, non cito-tossiche.
- Eccellenti per le analisi mediante microscopio.
- Confezione di facile utilizzo.

Note:

* Modello 627170, con diametro di 35 mm, in versione speciale a 4 pozzetti.

Dati Tecnici

Dimensioni (Øxh mm)	35x10
Area superficie (cm ²)	8,7
Volume trattabile (ml)	5
Confezione (pezzi)	10/740

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (Øxh mm)	Area superficie (cm2)	Volume trattabile (ml)	Confezione (pezzi)
07.3591.99	627 160	35x10	8,7	5	10/740
07.3590.99	664 160	100x20	58	16/17	15/360
07.3608.99	628 160	60x15	21	6÷7	10/600
07.3609.99	639 160	145x20	143	25÷27	5/120
07.3811.99	627 170	35x10	0,93 x 4	1 x 4	10/740
