


PROVETTE CELLSTAR®

Cod. 07.3596.99



Provette pp fondo conico GREINER CELLSTAR® neutro tappo a vite blu 50 ml 30x115 mm con area di scrittura sterili imballo 25 pz conf. 300

Descrizione

Caratteristiche:

- Elevata resistenza termica, meccanica e chimica. Consigliabili per la conservazione di campioni biologici e chimici.
- Con graduazione blu e area di scrittura bianca.
- Sterili.
- Esenti da DNasi, RNasi e DNA umano.
- Apirogene, non cito-tossiche.

Dati Tecnici

Tipo	227270
Capacità (ml)	50
Dimensioni (ØxH mm)	30x115
Tipo di fondo	conico
Confezione (pezzi)	25 rack/300

Varianti

Codice	Prodotto	Tipo	Capacità (ml)	Dimensioni (ØxH mm)	Tipo di fondo	Confezione (pezzi)
--------	----------	------	---------------	---------------------	---------------	--------------------

07.3595.99	PROVETTE CELLSTAR®	188261-N	15	17x120	conico	50 rack /500
07.3588.99	PROVETTE CELLSTAR®	188271-N	15	17x120	conico	100/1000
07.3596.99	PROVETTE CELLSTAR®	227270	50	30x115	conico	25 rack/300
07.3589.99	PROVETTE CELLSTAR®	227261	50	30x115	conico	20/500
07.3644.99	PROVETTE CELLSTAR®	210261	50	30x115	conico, con base	25/450
07.3694.99	PROVETTE CELLSTAR®	210270	50	30x115	conico, con base	25 rack/300