

658 175

Cod. 07.3599.99

Fiasche trattate TC GREINER CELLSTAR® con tappo con filtro 250 ml, 75 cm², 5/120



Descrizione

Fiasche per colture cellulari PS STERILI CELLSTAR® collo inclinato con tappo rosso con filtro

- Trattamento superficiale con TC per miglorare d'adesione cellulare.
- Esenti da DNase, RNase e DNA umano.
- · Apirogene, non cito-tossiche.idrofo
- Tappo a vite colore rosso con filtro.
- Le proprietà idrofobiche del filtro evitano che si bagni l'interno del tappo. Questo garantisce l'ottimale scambio dei gas e minimizza i rischi di contaminazione.
- · Collo inclinato.
- · Area di scrittura.
- Confezione sterile e di facile utilizzo.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	250
Area superficie (cm2)	75
Confezione (pezzi)	5/120

Varianti

07.3600.99 690 175 50 25 10/200	Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Area superficie (cm2)	Confezione (pezzi)
	07.3600.99	690 175	50	25	10/200



07.3599.99	658 175	250	75	5/120	
07.3601.99	660 175	550	175	5/50	
07.3598.99	661 175	650	175	4/40	