


690 175

Cod. 07.3600.99



Fiasche trattate TC GREINER CELLSTAR® con tappo con filtro 50 ml, 25 cm², 10/200

Descrizione

Fiasche per colture cellulari in adesione, realizzate in polistirene, sterili, Greiner Bio One serie CELLSTAR® con collo inclinato e tappo rosso con filtro.

Caratteristiche:

- Trattamento superficiale con TC per migliorare l'adesione cellulare.
- Esenti da DNase, RNase e DNA umano.
- Apirogene, non cito-tossiche.
- Tappo a vite colore rosso, con filtro.
- Le proprietà idrofobiche del filtro evitano che si bagni l'interno del tappo. Questo garantisce l'ottimale scambio dei gas e minimizza i rischi di contaminazione.
- Collo inclinato.
- Area di scrittura.
- Confezione sterile e di facile utilizzo.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	50
Area superficie (cm ²)	25
Confezione (pezzi)	10/200

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Area superficie (cm2)	Confezione (pezzi)
07.3600.99	690 175	50	25	10/200
07.3599.99	658 175	250	75	5/120
07.3601.99	660 175	550	175	5/50
07.3598.99	661 175	650	175	4/40
