

541070

Cod. 07.3602.99



Raschietto GREINER sterile manico lungo colore blu 28 cm confezione singola imballo 100 pezzi

Descrizione

Raschietti colore blu, sterili, originali Greiner Bio One. Per una delicata rimozione meccanica delle cellule aderenti. Disegno della pala ottimizzato per il massimo recupero di cellule e minimo accumulo sulla superficie della lama. Manico orientabile fino a 60° per un miglior uso sia su piastre che su flask.

Confezionati individualmente con numero di lotto e data di scadenza.

Dati Tecnici

Larghezza lama (mm)	18
Lunghezza totale (mm)	280
Confezione (pezzi)	1/100

Varianti

Codice	Prodotto	Lunghezza totale (mm)
07.3602.99	541070	280
07.3647.99	541080	400