


655 180

Cod. 07.3610.99



Piastre a 96 pozzetti GREINER CELLSTAR® tipo fondo F, TC, con coperchio imballo singolo 1/100

Descrizione

Piastre multi pozzetto a 96 posti in polistirene, serie CELLSTAR® originali Greiner Bio One, sterili. Modelli con superficie idrofobica per colture in sospensione o con trattamento TC per cellule in adesione. A seconda dei modelli, inoltre, il coperchio può essere del tipo con anelli per condensa.

Disponibili con 3 diversi tipi di fondo:

- “U”, fondo di forma arrotondata non presenta spigoli vivi così da facilitare il pipettaggio senza residui.
- “V”, fondo di forma conica per pipettaggi di precisione.
- “F”, fondo piatto, con eccellenti proprietà ottiche e pozzetti tipo “Chimney”, indipendenti tra loro per ridurre il rischio di contaminazioni.

Dati Tecnici

Tipo	655180
Tipo di fondo	"F"
Trattamento	TC
Area superficie (mm ²)	34
Coperchio	si, anticond.
Capacità (µl)	25÷340
Confezione (pezzi)	1/100

Varianti

Codice	Prodotto	Tipo	Tipo di fondo	Trattamento	Area superficie (mm ²)	Coperchio	Capacità (µl)	Confezione (pezzi)
07.3815.99	650 160	650160	"U"	TC	35	no	40÷280	1/100
07.3648.99	650 180	650180	"U"	TC	35	si	40÷280	1/100
07.3649.99	650 185	650185	"U"	-	-	si	40÷280	60/240
07.3650.99	651 180	651180	"V"	TC	28	si	40÷200	1/100
07.3816.99	651 160	651160	"V"	TC	28	no	40÷200	1/100
07.3610.99	655 180	655180	"F"	TC	34	si, anticond.	25÷340	1/100
07.3817.99	655 160	655160	"F"	TC	34	no	25÷340	1/100
07.3818.99	655 162	655162	"F"	TC	34	no	25÷340	5/100
07.3819.99	655 182	655182	"F"	TC	34	si, anticond.	25÷340	10/160
07.3651.99	655 185	655185	"F"	-	-	si, anticond.	25÷340	60/240