


690 160

Cod. 07.3612.99

Fiasche trattate TC GREINER CELLSTAR® con tappo standard 50 ml. 25 cm², 10/200

Descrizione

Fiasche per colture cellulari in adesione, realizzate in polistirene, sterili, Greiner Bio One serieCELLSTAR®, con collo inclinato e tappo standard.

Caratteristiche:

- Trattamento superficiale con TC per migliorare l'adesione cellulare.
- Esenti da DNase, RNase e DNA umano.
- Apirogene, non cito-tossiche.
- Tappo a vite in polietilene di colore rosso, con indicatore della posizione di ventilazione.
- Collo inclinato.
- Area di scrittura.
- Confezione sterile e di facile utilizzo.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	50
Area superficie (cm ²)	25
Confezione (pezzi)	10/200

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Area superficie (cm ²)	Confezione (pezzi)
--------	----------	---------------	------------------------------------	--------------------

07.3612.99	690 160	50	25	10/200
07.3653.99	658 170	250	75	5/120
07.3657.99	660 160	550	175	5/50
07.3658.99	661 160	650	175	4/40
