


655 083

Cod. 07.3613.99



Piastre a 96 pozzetti GREINER CELLSTAR® fondo piatto, pieno, bianco area sup. 34 mm 8/32

Descrizione

Piastre a 96 pozzetti, in polistirene, con fondo piatto e pozzetti tipo "Chimney" con trattamento TC per colture di cellule in adesione, originali Greiner Bio One, sterili.

Disponibili con fondo trasparente "µClear" o pieno, colorato bianco o nero. Con coperchio dotato di anelli anticondensa per prevenire il rischio di contaminazione.

Caratteristiche:

- Essenti da DNase, RNase e DNA umano.
- Apirogene, non cito-tossiche.
- Compatibile con i sistemi automatizzati.
- Identificazione alfanumerica dei pozzetti.
- Impilabili.
- Lotto numerazione consecutiva.
- Hanno un ingombro uniforme, che è conforme alla raccomandazione della American National Standards Institute (ANSI) (ANSI / SBS 1-2004).

Anche in versione "HA", Half area, a pozzetti piccoli.

Dati Tecnici

Tipo	655083
Tipo di fondo	piatto, pieno
Colore	bianco

Area superficie (mm2)	34
Capacità (µl)	25÷340
Confezione (pezzi)	8/32

Varianti

Codice	Prodotto	Tipo	Tipo di fondo	Area superficie (mm2)	Capacità (µl)	Confezione (pezzi)	Colore
07.3613.99	655 083	655083	piatto, pieno	bianco	34	25÷340	8/32
07.3615.99	655 098	655098	piatto, µClear	34	25÷340	8x4	bianco
07.3616.99	655 090	655090	piatto, µClear	nero	34	25÷340	8x4
07.3614.99	655 086	655086	piatto, pieno	nero	34	25÷340	8x4
07.3856.99	675 180	675180	"HA", pieno	chiaro	15	15÷175	8x4
07.3857.99	675 083	675083	"HA", pieno	bianco	15	15÷175	8x4
07.3858.99	675 086	675086	"HA", pieno	nero	15	15÷175	8x4
07.3860.99	675 090	675090	"HA", µClear	nero	15	15÷175	8x4