



# MATRACCIO TARATO

Cod. 01.1193.45

Matraccio tarato certificato DE-M vetro borosilicato ml 50 con tappo cono 12,5/21

## Descrizione

Caratteristiche:

- Vetro borosilicato con certificazione di conformità “DE-M”.
- Tolleranze grado A.
- Cono smeriglio normalizzato e tappo in plastica.
- Graduazione indelebile blu.
- Tutte le indicazioni fisiche sono stampate su ogni singolo pezzo.

## Dati Tecnici

|               |         |
|---------------|---------|
| Capacità (ml) | 50      |
| Cono (NS)     | 12,5/21 |

## Varianti

| Codice     | Prodotto         | Capacità (ml) | Cono (NS) |
|------------|------------------|---------------|-----------|
| 01.1193.11 | MATRACCIO TARATO | 5             | 10/19     |
| 01.1193.17 | MATRACCIO TARATO | 10            | 10/19     |
| 01.1193.27 | MATRACCIO TARATO | 20            | 10/19     |
| 01.1193.32 | MATRACCIO TARATO | 25            | 10/19     |

|            |                  |      |         |
|------------|------------------|------|---------|
| 01.1193.45 | MATRACCIO TARATO | 50   | 12,5/21 |
| 01.1193.69 | MATRACCIO TARATO | 200  | 14,5/23 |
| 01.1193.73 | MATRACCIO TARATO | 250  | 14,5/23 |
| 01.1193.79 | MATRACCIO TARATO | 500  | 18,8/26 |
| 01.1193.88 | MATRACCIO TARATO | 1000 | 24/29   |
| 01.1193.34 | MATRACCIO TARATO | 100  | 14,5/23 |