



MATRACCIO TARATO

Cod. 01.1193.34

Matraccio tarato certificato DE-M vetro borosilicato m
l 100 con tappo cono $14,\!5/\!23$

Descrizione

Caratteristiche:

- Vetro borosilicato con certificazione di conformità "DE-M".
- Tolleranze grado A.
- Cono smeriglio normalizzato e tappo in plastica.
- Graduazione indelebile blu.
- Tutte le indicazioni fisiche sono stampate su ogni singolo pezzo.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	100
Cono (NS)	14,5/23

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Cono (NS)
01.1193.11	MATRACCIO TARATO	5	10/19
01.1193.17	MATRACCIO TARATO	10	10/19
01.1193.27	MATRACCIO TARATO	20	10/19
01.1193.32	MATRACCIO TARATO	25	10/19



01.1193.45	MATRACCIO TARATO	50	12,5/21
01.1193.69	MATRACCIO TARATO	200	14,5/23
01.1193.73	MATRACCIO TARATO	250	14,5/23
01.1193.79	MATRACCIO TARATO	500	18,8/26
01.1193.88	MATRACCIO TARATO	1000	24/29
01.1193.34	MATRACCIO TARATO	100	14,5/23