



# BOTTIGLIA ISO QUADRATA

Cod. 01.0288.57

Flacone autoclavabile vetro Pyrex® ISO 45 forma quadrata con tappo a vite blu ml 100

## Descrizione

Caratteristiche principali:

- Forma quadrata per una miglior sistemazione.
- Fino al 20% di spazio guadagnato rispetto alle bottiglie rotonde.
- Fornito con un tappo ed un anello anti-goccia.
- Collo ampio.
- Sterilizzazione in autoclave fino a 140°C.
- Graduazione e superficie di marcatura bianche.
- Anello e tappo in polipropilene.

## Dati Tecnici

Capacità (ml)	100
Dimensioni (ØxH mm)	50x100
Filettatura (GL)	32

## Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (ØxH mm)	Filettatura (GL)
01.0288.57	BOTTIGLIA ISO QUADRATA	100	50x100	32
01.0288.73	BOTTIGLIA ISO QUADRATA	250	64x143	45

---

01.0288.79	BOTTIGLIA ISO QUADRATA	500	78x181	45
01.0288.88	BOTTIGLIA ISO QUADRATA	1000	94x222	45

---