




BOTTIGLIA ISO QUADRATA

Cod. 01.0288.73

Flacone autoclavabile vetro Pyrex® ISO 45 forma quadrata con tappo a vite blu ml 250

Descrizione

Caratteristiche principali:

- Forma quadrata per una miglior sistemazione.
- Fino al 20% di spazio guadagnato rispetto alle bottiglie rotonde.
- Fornito con un tappo ed un anello anti-goccia.
- Collo ampio.
- Sterilizzazione in autoclave fino a 140°C.
- Graduazione e superficie di marcatura bianche.
- Anello e tappo in polipropilene.
-

Dati Tecnici

Capacità (ml)	250
Dimensioni (ØxH mm)	64x143
Filettatura (GL)	45

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (ØxH mm)	Filettatura (GL)
01.0288.57	BOTTIGLIA ISO QUADRATA	100	50x100	32

01.0288.73	BOTTIGLIA ISO QUADRATA	250	64x143	45
01.0288.79	BOTTIGLIA ISO QUADRATA	500	78x181	45
01.0288.88	BOTTIGLIA ISO QUADRATA	1000	94x222	45