




BOTTIGLIA ISO QUADRATA

Cod. 01.0288.88

Flacone autoclavabile vetro Pyrex® ISO 45 forma quadrata con tappo a vite blu ml 1000

Descrizione

Caratteristiche principali:

- Forma quadrata per una miglior sistemazione.
- Fino al 20% di spazio guadagnato rispetto alle bottiglie rotonde.
- Fornito con un tappo ed un anello anti-goccia.
- Collo ampio.
- Sterilizzazione in autoclave fino a 140°C.
- Graduazione e superficie di marcatura bianche.
- Anello e tappo in polipropilene.

•

Dati Tecnici

Capacità (ml)	1000
Dimensioni (ØxH mm)	94x222
Filettatura (GL)	45

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (ØxH mm)	Filettatura (GL)
01.0288.57	BOTTIGLIA ISO QUADRATA	100	50x100	32

01.0288.73	BOTTIGLIA ISO QUADRATA	250	64x143	45
01.0288.79	BOTTIGLIA ISO QUADRATA	500	78x181	45
01.0288.88	BOTTIGLIA ISO QUADRATA	1000	94x222	45