

BURETTA DI MOHR

Cod. 01.0287.33

Buretta di Mohr striscia Schelbach classe AS vetro borosilicato rubinetto a squadra PTFE divisione 1/20 ml 25



Descrizione

Caratteristiche principali:

- Vetro incolore.
- Corpo originale tedesco.
- Rubinetto a squadra.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	25
Divisione (ml)	1/10

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Divisione (ml)
01.0287.17	BURETTA DI MOHR	10	1/50
01.0287.32	BURETTA DI MOHR	25	1/20
01.0287.33	BURETTA DI MOHR	25	1/10
01.0287.45	BURETTA DI MOHR	50	1/10