

E-Z SAMPLER

Cod. 22.2096.82

Campionatore manuale WHEATON modello E-Z SAMPLER®



Descrizione

Caratteristiche principali:

- Adatto per prelevare, in modo efficiente e veloce, campioni di liquidi viscosi, tossici e/o corrosivi da bidoni, taniche, cisterne.
- Costruito in polipropilene chimicamente resistente,
- Le porte di riempimento sono situate sopra alla bottiglia limitando il rischio di intrappolamento di aria o di non perfetto riempimento della bottiglia.
- Fornito con bottiglia da 125 ml con tappo in PTFE e da un dispositivo di chiusura con asta in polipropilene da 1 metro.

Dati Tecnici

Volume (ml)	125
Lunghezza asta (m)	1