


# MATRACCIO TARATO

Cod. 01.1195.57



Matraccio tarato certificato DE-M classe A vetro DURAN® ml 100 con tappo cono 12/21 confezione 2 pezzi

## Descrizione

Matraci tarati in vetro Duran® con certificazione di conformità "DE-M". Tolleranze grado A. Cono smeriglio normalizzato e tappo in plastica. Graduazione indelebile blu.

- Un rigoroso controllo assicura uniformità e riproducibilità in tutte le fasi di lavorazione.
- Altre garanzie di qualità sono l'esattezza di calibrazione nei limiti di errore ammessi dalle norme del Codice Tedesco degli Standard, la colorazione della graduazione normalmente azzurra che crea un contrasto con la trasparenza del vetro e facilita la lettura del menisco del liquido, la colorazione bianca per gli articoli in vetro giallo.

Tutte le indicazioni fisiche sono stampate su ogni singolo pezzo.

## Dati Tecnici

Capacità (ml)	100
Cono (NS)	12,5/21

## Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Cono (NS)
01.1195.11	MATRACCIO TARATO	5	10/19
01.1195.17	MATRACCIO TARATO	10	10/19

---

01.1195.27	MATRACCIO TARATO	20	10/19
01.1195.32	MATRACCIO TARATO	25	10/19
01.1195.45	MATRACCIO TARATO	50	12,5/21
01.1195.33	MATRACCIO TARATO	50	14,5/23
01.1195.57	MATRACCIO TARATO	100	12,5/21
01.1195.34	MATRACCIO TARATO	100	14,5/23
01.1195.69	MATRACCIO TARATO	200	14,5/23
01.1195.73	MATRACCIO TARATO	250	14,5/23
01.1195.79	MATRACCIO TARATO	500	18,8/26
01.1195.88	MATRACCIO TARATO	1000	24/29
01.1195.90	MATRACCIO TARATO	2000	29,2/32
01.1195.95	MATRACCIO TARATO	5000	34,5/35
01.1195.97	MATRACCIO TARATO	10000	45/40

---