

PROVETTE CON TAPPO 2 POSIZIONI

Cod. 07.3631.99

Provetta ps GREINER tappo a 2 posizioni sterili 4,5 ml 12,4x75 mm non grad.
no banda scrittura conf. singola imballo 2000 pezzi



Descrizione

Provette in polistirene (PS) o polipropilene (PP), originali Greiner Bio One, dotati di tappo “Vent-Stopper” a due posizioni

Caratteristiche:

- Il tappo inserito leggermente, prima posizione, garantisce un'ottima ventilazione
- Il tappo inserito fermamente, seconda posizione, garantisce la chiusura ermetica.
- Fondo rotondo
- sterili.

Dati Tecnici

Materiale	PS
Capacità (ml)	4,5
Dimensioni (ØxH mm)	12x75
Graduazione	no
Banda di scrittura	no
Confezione (pezzi)	25/2000

Varianti

Codice	Prodotto	Materiale	Capacità (ml)	Dimensioni(ØxH mm)	Graduazione	Banda scrittura	di	Confezione (pezzi)
07.3629.99	PROVETTECON TAPPO 2 POSIZIONI	PP	5	12x75	sì	no		25/2000
07.3631.99	PROVETTECON TAPPO 2 POSIZIONI	PS	4,5	12x75	no	no		25/2000
07.3639.99	PROVETTECON TAPPO 2 POSIZIONI	PP	14	18x95	sì	sì		25/1000
07.3643.99	PROVETTECON TAPPO 2 POSIZIONI	PS	14	18x95	no	no		25/1000