

PROVETTE CON TAPPO 2 POSIZIONI

Cod. 07.3639.99

Provetta pp GREINER tappo a 2 posizioni sterili 14 ml 18x95 mm grad. sì
banda scrittura conf. 25 imballo 1000 pezzi



Descrizione

Provette in polistirene (PS) o polipropilene (PP), originali Greiner Bio One, dotati di tappo “Vent-Stopper” a due posizioni

Caratteristiche:

- Il tappo inserito leggermente, prima posizione, garantisce un'ottima ventilazione
- Il tappo inserito fermamente, seconda posizione, garantisce la chiusura ermetica.
- Fondo rotondo
- sterili.

Dati Tecnici

Materiale	PP
Capacità (ml)	14
Dimensioni (ØxH mm)	18x95
Graduazione	sì
Banda di scrittura	sì
Confezione (pezzi)	25/1000

Varianti

Codice	Prodotto	Materiale	Capacità (ml)	Dimensioni(ØxH mm)	Graduazione	Banda scrittura	di	Confezione (pezzi)
07.3629.99	PROVETTECON TAPPO 2 POSIZIONI	PP	5	12x75	sì	no		25/2000
07.3631.99	PROVETTECON TAPPO 2 POSIZIONI	PS	4,5	12x75	no	no		25/2000
07.3639.99	PROVETTECON TAPPO 2 POSIZIONI	PP	14	18x95	sì	sì		25/1000
07.3643.99	PROVETTECON TAPPO 2 POSIZIONI	PS	14	18x95	no	no		25/1000