

188 280

Cod. 07.3641.99



Provetta per centrifuga GREINER pp sterili per campioni fotosensibili 15 ml
17x120mm 100/1000

Descrizione

Provette per centrifuga in polipropilene, con tappo a vite blu e fondo conico originali Greiner Bio One.

Caratteristiche:

- Elevata resistenza termica, meccanica e chimica. Consigliabili per la conservazione di campioni biologici e chimici.
- Con graduazione blu e area di scrittura bianca.
- Sterili.
- Esenti da DNasi, RNasi e DNA umano.
- Apirogene, non cito-tossiche.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	15
Dimensioni (ØxH mm)	17x120
Confezione (pezzi)	100/1000

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (ØxH mm)	Confezione (pezzi)
07.3809.99	188 283	15	17x120	50/500
07.3641.99	188 280	15	17x120	100/1000

07.3646.99	227 280	50	30x115	20/500
07.3810.99	227 283	50	30x115	25/300