

# PROVETTE CON TAPPO 2 POSIZIONI

Cod. 07.3643.99

Provetta ps GREINER tappo a 2 posizioni sterili 14 ml 18x95 mm non grad. no banda scrittura conf. 25 imballo 1000 pezzi



## Descrizione

Tubi in polistirene, originali Greiner Bio One, dotati di tappo "Vent-Stopper" a due posizioni. Il tappo inserito leggermente, prima posizione, garantisce un'ottima ventilazione; il tappo inserito fermamente, seconda posizione, garantisce la chiusura ermetica. Fondo rotondo, sterili.

## Dati Tecnici

<b>Materiale</b>	PS
<b>Capacità (ml)</b>	14
<b>Dimensioni (ØxH mm)</b>	18x95
<b>Graduazione</b>	no
<b>Banda di scrittura</b>	no
<b>Confezione (pezzi)</b>	25/1000

## Varianti

Codice	Prodotto	Materiale	Capacità (ml)	Dimensioni(ØxH mm)	Graduazione	Banda scrittura	di	Confezione (pezzi)
07.3629.99	PROVETTECON TAPPO 2 POSIZIONI	PP	5	12x75	si	no		25/2000

---

07.3631.99	PROVETTECON TAPPO 2 POSIZIONI	PS	4,5	12x75	no	no	25/2000
07.3639.99	PROVETTECON TAPPO 2 POSIZIONI	PP	14	18x95	si	si	25/1000
07.3643.99	PROVETTECON TAPPO 2 POSIZIONI	PS	14	18x95	no	no	25/1000

---