

227245

Cod. 07.3645.99



Minireattori CELLSTAR CELLREACTOR™ GREINER sterili 50 ml 30 X115 mm
conf. 20 pezzi imballo 500 pezzi

Descrizione

Mini reattori in polipropilene per la crescita di cellule in sospensione. In aggiunta, possono anche essere utilizzati per batteri, lieviti o altri microorganismi e persino per liquidi o materiali che necessitino di scambio di gas. Ideali per esperimenti miniaturizzati seriali per la ricerca di condizioni operative da portare su larga scala. Ogni tappo presenta svariati fori che possono essere chiusi individualmente per regolare la ventilazione. Sono dotati di membrana porosa rivestita in PTFE, certificata USP classe VI, con pori di 0,2 µm per garantire la massima sterilità. I reattori hanno fondo conico, sono graduati e presentano un'area di scrittura. Inoltre, sono privi di DNasi, RNasi e DNA umano; apirogeni e non cito-tossici; sterili.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	50
Confezione (pezzi)	20/500