

# 227 280

Cod. 07.3646.99



Provetta per centrifuga GREINER pp sterili per campioni fotosensibili 50 ml 30x115 mm 20/500

## Descrizione

Provette per centrifuga in polipropilene, con tappo a vite blu e fondo conico originali Greiner Bio One.

### Caratteristiche:

- Elevata resistenza termica, meccanica e chimica. Consigliabili per la conservazione di campioni biologici e chimici.
- Con graduazione blu e area di scrittura bianca.
- Sterili.
- Esenti da DNasi, RNasi e DNA umano.
- Apirogene, non cito-tossiche.

## Dati Tecnici

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Capacità (ml)       | 50     |
| Dimensioni (ØxH mm) | 30x115 |
| Confezione (pezzi)  | 20/500 |

## Varianti

| Codice     | Prodotto | Capacità (ml) | Dimensioni (ØxH mm) | Confezione (pezzi) |
|------------|----------|---------------|---------------------|--------------------|
| 07.3809.99 | 188 283  | 15            | 17x120              | 50/500             |
| 07.3641.99 | 188 280  | 15            | 17x120              | 100/1000           |

|            |         |    |        |        |
|------------|---------|----|--------|--------|
| 07.3646.99 | 227 280 | 50 | 30x115 | 20/500 |
| 07.3810.99 | 227 283 | 50 | 30x115 | 25/300 |