


650 185

Cod. 07.3649.99



Piastre a 96 pozzetti GREINER CELLSTAR® tipo fondo U, con coperchio imballo singolo 60/240

Descrizione

Piastre multi pozzetto a 96 posti in polistirene, serie CELLSTAR® originali Greiner Bio One, sterili. Modelli con superficie idrofobica per colture in sospensione o con trattamento TC per cellule in adesione. A seconda dei modelli, inoltre, il coperchio può essere del tipo con anelli per condensa.

Disponibili con 3 diversi tipi di fondo:

- “U”, fondo di forma arrotondata non presenta spigoli vivi così da facilitare il pipettaggio senza residui.
- “V”, fondo di forma conica per pipettaggi di precisione.
- “F”, fondo piatto, con eccellenti proprietà ottiche e pozzetti tipo “Chimney”, indipendenti tra loro per ridurre il rischio di contaminazioni.

Dati Tecnici

Tipo	650185
Tipo di fondo	"U"
Trattamento	-
Area superficie (mm2)	-
Coperchio	Sì
Capacità (µl)	40÷280
Confezione (pezzi)	60/240

Varianti

Codice	Prodotto	Tipo	Tipo di fondo	Trattamento	Area superficie (mm2)	Coperchio	Capacità (µl)	Confezione (pezzi)
07.3815.99	650 160	650160	"U"	TC	35	no	40÷280	1/100
07.3648.99	650 180	650180	"U"	TC	35	sì	40÷280	1/100
07.3649.99	650 185	650185	"U"	-	-	sì	40÷280	60/240
07.3650.99	651 180	651180	"V"	TC	28	sì	40÷200	1/100
07.3816.99	651 160	651160	"V"	TC	28	no	40÷200	1/100
07.3610.99	655 180	655180	"F"	TC	34	sì, anticond.	25÷340	1/100
07.3817.99	655 160	655160	"F"	TC	34	no	25÷340	1/100
07.3818.99	655 162	655162	"F"	TC	34	no	25÷340	5/100
07.3819.99	655 182	655182	"F"	TC	34	sì, anticond.	25÷340	10/160
07.3651.99	655 185	655185	"F"	-	-	sì, anticond.	25÷340	60/240