


657 185

Cod. 07.3652.99



Piastre multipozzetto GREINER CELLSTAR® a 6 pozzetti, con coperchio anticondensa, sterili conf. singola 1/100

Descrizione

Piastre multi pozzetto sterili, originali Greiner Bio One, con superficie idrofobica, per cellule in sospensione, o con trattamento TC per cellule in adesione. In polistirene presentano elevata trasparenza e bassa auto-fluorescenza rendendole ideali per analisi al microscopio.

Il coperchio con anelli di condensazione permette un ottimale scambio di gas con la minima evaporazione ed è dotato di sistema di posizionamento univoco che riduce le possibilità di contaminazioni. Le piastre sono compatibili con gli strumenti di lettura e riportano un codice alfanumerico identificativo dei pozzetti.

Altre caratteristiche:

- Fondo piatto.
- Centrifugabili a 4500xg.
- Esenti da DNase, RNase e DNA. Facili da usare.

Dati Tecnici

Tipo	657185
Posti	6
Trattamento	-
Area superficie (cm2)	-
Volume trattabile (ml)	16
Confezione (pezzi)	100

Varianti

Codice	Prodotto	Tipo	Posti	Area (cm2)	superficie	Volume (ml)	trattabile	Trattamento
07.3652.99	657 185	657185	6	-		-		16
07.3662.99	665 102	665102	12	-		6,5		-
07.3661.99	662 102	662102	24	-		3,3		-
07.3670.99	677 102	677102	48	-		1,7		-
07.3593.99	657 160	657160	6	9,6		-		TC
07.3594.99	665 180	665180	12	3,9		-		TC
07.3592.99	662 160	662160	24	1,9		-		TC
07.3611.99	677 180	677180	48	1,0		-		TC