


658 170

Cod. 07.3653.99



Fiasche trattate TC GREINER CELLSTAR® con tappo standard 250 ml, 75 cm², 5/120

Descrizione

Fiasche per colture cellulari PS STERILI CELLSTAR® collo inclinato con tappo originali Greiner Bio One

- Trattamento superficiale con TC per migliorare d'adesione cellulare.
- Esenti da DNase, RNase e DNA umano.
- Apirogene, non cito-tossiche.
- Tappo a vite in polietene di colore rosso.
- Collo inclinato.
- Area di scrittura.
- Confezione sterile e di facile utilizzo.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	250
Area superficie (cm ²)	75
Confezione (pezzi)	5/120

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Area superficie (cm ²)	Confezione (pezzi)
07.3612.99	690 160	50	25	10/200
07.3653.99	658 170	250	75	5/120

07.3657.99	660 160	550	175	5/50
07.3658.99	661 160	650	175	4/40
