


# 661 190

Cod. 07.3659.99



Fiasche non trattate GREINER CELLSTAR® con tappo standard 650 ml 175 cm<sup>2</sup> 4/40

## Descrizione

Fiasche per colture in sospensione PS STERILI CELLSTAR® collo inclinato con tappo originali Greiner Bio One

- Trattamento superficiale con TC per migliorare d'adesione cellulare.
- Esenti da DNase, RNase e DNA umano.
- Apirogene, non cito-tossiche.
- Tappo a vite in polietilene di colore bianco.
- Collo inclinato.
- Area di scrittura.
- Graduate e impilabili.
- Confezioni sterili e di facile utilizzo.

## Dati Tecnici

Capacità (ml)	650
Area superficie (cm <sup>2</sup> )	175
Confezione (pezzi)	4/40

## Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Area superficie (cm <sup>2</sup> )	Confezione (pezzi)
--------	----------	---------------	------------------------------------	--------------------

---

07.3680.99	690 190	50	25	10/200
07.3654.99	658 190	250	75	5/120
07.3656.99	660 190	550	175	5/50
07.3659.99	661 190	650	175	4/40

---