


676001

Cod. 07.3664.99

Pellicola sigillante Easysel trasparente Greiner non tossica conf 100 pezzi
imballo 2000 pezzi



Descrizione

Caratteristiche:

- Pellicola sigillante adesiva trasparente con adesivo acrilato.
- Ottima alternativa ai sistemi termosaldanti ed essendo pensata come dispositivo mono-uso riducono notevolmente le contaminazioni incrociate.
- Non tossica
- Dimensioni 82,0X138 mm
- Confezione 2000 pezzi

Dati Tecnici