


# 676040

Cod. 07.3665.99

Pellicola sigillante Ampliseal per RT-PCR 100 pezzi imballo 2000 pezzi



## Descrizione

Caratteristiche:

- Pellicola sigillante adesiva trasparente con adesivo acrilato.
- Costituita da un film in polipropilene con spessore di 51  $\mu\text{m}$  a bassissima auto fluorescenza, in particolare nell'intervallo di lunghezze d'onda delle metodiche di RT-PCR.
- L'adesivo è protetto da un foglio in poliestere.
- Ottima alternativa ai sistemi termosaldanti ed essendo pensata come dispositivo mono-uso riducono notevolmente le contaminazioni incrociate.
- Non sterile.
- Confezione da 100 pezzi.

## Dati Tecnici