


676051

Cod. 07.3667.99



Pellicola sigillante Breathseal gas-permeabile GREINER sterile dimensioni 153x83 mm. confezione 50 pezzi imballo 500 pezzi

Descrizione

Caratteristiche:

- Pellicola sigillante porosa con adesivo acrilato.
- Costituita da fibre di rayon intrecciate e termo-saldate. I pori variano tra i 10 e i 50 µm di diametro e sono disposti in maniera che la pellicola agisca anche come filtro assicurando protezione da microorganismi ma garantendo ottimo cambio di gas.
- Ottima alternativa ai sistemi termosaldanti ed essendo pensata come dispositivo mono-uso riducano notevolmente le contaminazioni incrociate. Ideali per le colture batteriche, di lieviti o cellule, in micro piastre.
- sterile
- Confezione da 500pezzi.

Dati Tecnici

Sterile	sì
---------	----

Varianti

Codice	Prodotto	Sterile
07.3666.99	676050	no
07.3667.99	676051	sì