

# 676070

Cod. 07.3668.99



Pellicola sigillante trasparente VIEWSEAL™ con adesivo a pressione GREINER  
confezione 100 pezzi imballo 1200 pezzi

## Descrizione

Caratteristiche:

- Esente DNasi rilevabili, RNasi, DNA umano
- Apirogena
- Adatta per misure ottiche
- Ideale per cristallografia proteica
- Rivestita con adesivo siliconico
- Si attacca solo quando la superficie della pellicola viene premuta
- Il film non aderisce ai guanti
- Le sostanze in polvere e gli organismi modello biologico come *Drosophila melanogaster* o *Caenorhabditis elegans* non si attaccano ai vasi sigillati con VIEWseal
- Resistente a temperature da - 80i½C a 110i½C
- Adatta per applicazioni PCR e conservazione dei campioni
- Autofluorescenza minima
- confezione 100 pezzi, imballo 1200 pezzi

## Dati Tecnici