


676090

Cod. 07.3669.99



Pellicola sigillante alluminio SILVERSEAL™ GREINER dimensioni 80,0X140mm confezione 100 pezzi imballo 1200 pezzi

Descrizione

Caratteristiche:

- Esente DNasi rilevabili, RNasi, DNA umano
- Apirogena
- Rivestita con un adesivo acrilato
- Perforabile
- Resistente a temperature da $-70^{\circ}\pm\frac{1}{2}C$ a $100^{\circ}\pm\frac{1}{2}C$
- Ideale per applicazioni PCR
- Ideale per lo stoccaggio di materiale campione e agenti attivi
- Rimane piatta, una volta rimosso dal supporto in carta, e può quindi essere facilmente applicato a tutti i tipi di micropiastre
- Una doppia perforazione consente di strappare il sigillante adesivo sporgente e quindi migliora l'impilamento delle micropiastre sigillate
- Confezione 100 pezzi, imballo 1200 pezzi

Dati Tecnici