

681670

Cod. 07.3676.99



Flaconi per colture CELLMASTER ROLLER GREINER in PET 122,0X271 mm, forma scanalata area sup. 2125 cm² conf. 2 pz imballo 24 pezzi

Descrizione

Flaconi CELLmaster in polistirene, originali Greiner Bio One, con tappo a vite di colore blu in polietilene ad alta densità (HDPE). Particolarmente trasparenti e molto stabili, la superficie è trattata TC per migliorare l'adesione cellulare e può essere "liscia" o "scanalata" per aumentarne l'area di crescita a parità di capacità del contenitore. Disponibili con diverse capacità e altezze. Presentano graduazione da 150 a 2000 ml, sono privi di DNase, RNase e DNA umano, apirogeni, non cito-tossici e senza tossine. Sterili, in lotti numerati per la tracciabilità.

Dati Tecnici

Capacità (ml)	2300
Dimensioni (ØxH mm)	122x271
Forma	scanalata
Area superficie (cm ²)	2125
Confezione (pezzi)	2/24

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Dimensioni (ØxH mm)	Forma	Area superficie (cm ²)	Confezione (pezzi)
07.3672.99	680660	liscia	850	2520	122x271	2/24
07.3676.99	681670	2300	122x271	scanalata	2125	2/24

07.3887.99	680665	2520	122x271	liscia	850	24
07.3889.99	681675	2300	122x271	scanalata	2125	24
07.3890.99	682612	4970	122x500	liscia	1700	12
07.3891.99	682660	4970	122x500	liscia	1700	1/12
07.3892.99	682672	4640	122x500	scanalata	4250	24
07.3893.99	682670	4640	122x500	scanalata	4250	1/12
