


# PIPETTE GRADUATE PER SIEROLOGIA

Cod. 07.3682.99

Pipetta graduata per sierologia GREINER sterile capacità 2 ml div. 1/100 imballo singolo confezione 1000 pezzi



## Descrizione

Pipette per sierologia originali Greiner Bio One in polistirolo PS trasparente di alta qualità, graduate sterili

- Doppia graduazione: positiva e negativa.
- Inserto in cotone per arrestare l'accesso del liquido nel dispositivo di pipettaggio
- Codice colore conforme agli standard internazionali.
- Essenti da DNasi, RNasi e DNA umano.
- Apirogene, non cito-tossiche.
- Maggiore precisione.
- Numero di lotto e data di scadenza presenti su ogni confezione.
- Confezione singola a peel-pack in plastica-carta.
- Foro stretto allungato.

## Dati Tecnici

Capacità (ml)	2
Divisione (ml)	1/100
Imballo (pezzi)	1/1000

## Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Divisione (ml)	Imballo (pezzi)
--------	----------	---------------	----------------	-----------------

---

07.3606.99	PIPETTE GRADUATE PER SIEROLOGIA	1	1/100	1/1000
07.3603.99	PIPETTE GRADUATE PER SIEROLOGIA	25	2/10	1/200
07.3604.99	PIPETTE GRADUATE PER SIEROLOGIA	5	1/10	1/200
07.3605.99	PIPETTE GRADUATE PER SIEROLOGIA	10	1/10	1/200
07.3617.99	PIPETTE GRADUATE PER SIEROLOGIA	50	1/2	1/100
07.3682.99	PIPETTE GRADUATE PER SIEROLOGIA	2	1/100	1/1000

---