

CRYO STORAGE BOX

Cod. 07.3683.99



Cryo Storage Box GREINER colore neutro 81 posti confezione 5 imballo 20 pezzi

Descrizione

I Cryo-storage box sono degli utili accessori per lo stoccaggio di crio-tubi a basse ed ultra-basse temperature. I box sono in polipropilene molto resistente agli shock termici e sopportano temperature da -196 a $\pm 121^{\circ}$ C.

Caratteristiche:

- 81 posti per crio-tubi da 1/2 ml.
- Coperchio facilmente amovibile e trasparente per un'ottima visibilità del contenuto del box.
- Fori di ventilazione per facilitare lo scambio d'aria tra interno ed esterno.

Disponibili in vari colori.

Dati Tecnici

Colore	neutro
Dimensione (LxPxH mm)	126,5x126,5x51
Confezione (pezzi)	5/20

Varianti

Codice	Prodotto	Colore
07.3683.99	CRYO STORAGE BOX	neutro

07.3684.99	CRYO STORAGE BOX	rosso
07.3685.99	CRYO STORAGE BOX	blu
07.3686.99	CRYO STORAGE BOX	giallo
07.3687.99	CRYOSTORAGE BOX	verde