

# CRYO STORAGE BOX

Cod. 07.3684.99

Cryo Storage Box GREINER colore rosso 81 posti confezione 5 imballo 20 pezzi



## Descrizione

I Cryo-storage box sono degli utili accessori per lo stoccaggio di crio-tubi a basse ed ultra-basse temperature. I box sono in polipropilene molto resistente agli shock termici e sopportano temperature da -196 a +121° C.

### Caratteristiche:

- 81 posti per crio-tubi da 1/2 ml.
- Coperchio facilmente amovibile e trasparente per un'ottima visibilità del contenuto del box.
- Fori di ventilazione per facilitare lo scambio d'aria tra interno ed esterno.

## Dati Tecnici

Colore	rosso
Dimensione (LxPxH mm)	126,5x126,5x51
Confezione (pezzi)	5/20

## Varianti

Codice	Prodotto	Colore
07.3683.99	CRYO STORAGE BOX	neutro
07.3684.99	CRYO STORAGE BOX	rosso
07.3685.99	CRYO STORAGE BOX	blu

---

07.3686.99	CRYO STORAGE BOX	giallo
07.3687.99	CRYOSTORAGE BOX	verde

---